

令和3年2月

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、内容を変更させていただくことに致しましたので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情ご賢察の上、何卒ご了承を賜りますようお願い申し上げます。

敬白

***** 記 *****

コード	検査項目名	変更箇所	新	旧	備考
32235	レニン定量	項目コード 検体量 検査方法 基準範囲 報告下限 報告上限 報告桁数	32236 血漿0.5mL CLEIA 2.21~39.49 pg/mL 0.20 未満 pg/mL 1,000,000 以上 小数第2位	32235 血漿0.7mL IRMA 臥位 2.5~21.4 pg/mL 立位 3.6~63.7 pg/mL 2.4 以下 pg/mL 最終値 小数第1位	血清は検査不可。 早朝15分以上座にて 安静後、指定の容器に 採血してください。十 分混和し速やかに遠 心、血漿分離してくだ さい。
37900	アルドステロン	項目コード 検体量 検査方法 基準範囲 報告下限 報告上限 所要日数	37901 血漿0.5mL CLEIA 4.0~82.1 pg/mL 4.0 未満 pg/mL 2,000,000.0 以上 pg/mL 3~4日	37900 血漿0.6mL RIA 臥位 29.9~158.8 pg/mL 立位 38.9~306.8 pg/mL 随時 35.7~240.0 pg/mL 10.0 以下 pg/mL 最終値 3~5日	血清は検査不可。 早朝15分以上座にて 安静後、指定の容器に 採血してください。十 分混和し速やかに遠 心、血漿分離してくだ さい。
32250	アルドステロン (尿)	項目コード 保存 検査方法 報告下限 報告上限	32251 凍結 CLEIA 68.3 未満 pg/mL 60,000,000 以上 pg/mL	32250 冷蔵 RIA 300.0 以下 pg/mL 最終値	
38020	アルドステロン (蓄尿)	項目コード 保存 検査方法 基準範囲	38021 凍結 CLEIA 1.0~19.3 μg/day	38020 冷蔵 RIA 7.5 以下 μg/day	添加剤無しで24時間蓄尿 し、尿量測定後、速やかに 必要量を凍結して提出して ください。依頼時に尿量を 明記して下さい。
37945	PAC/ARC (アルドステロン /レニン定量比)	項目コード 基準範囲 単位 報告範囲 報告桁数 所要日数	37943 比：40以下(カットオフ値) PAC RIA相当値：pg/mL 比：なし PAC RIA相当値：(補正式より算出) 47.0未満~2,348,000.0以上 比：1~10,000,000 PAC RIA相当値：小数第1位 比：整数 4~5日	37945 アルドステロン及びレニン定量参照 PAC/ARC：なし PAC/ARC：1~9,999 PAC/ARC：整数 3~5日	PAC RIA相当値の 計算式 RIA相当値=アルドステ ロンCLEIA値×1.174 +42.3
37946	PAC/PRA (アルドステロン /レニン活性比)	項目コード 基準範囲 単位 報告範囲 報告桁数 所要日数	37944 比：200以下(カットオフ値) PAC RIA相当値：pg/mL 比：なし PAC RIA相当値：(補正式より算出) 47.0未満~2,348,000.0以上 比：1~10,000,000 PAC RIA相当値：小数第1位 比：整数 4~5日	37946 アルドステロン及びレニン活性参照 PAC/PRA：なし PAC/PRA：1~9,999 PAC/PRA：整数 3~5日	※依頼時の注意事項に ついては裏面を参照く ださい。

■変更期日

令和3年3月6日(土) 受付分より

【依頼時の注意事項】

- アルドステロン・レニン比は「アルドステロン+レニン活性+PAC/PRA」または「アルドステロン+レニン定量+PAC/ARC」の同時依頼があった場合のみ結果報告いたします。
- アルドステロン・レニン比のPAスクリーニングカットオフ値は従来のRIA法アルドステロン値を元に設定されております。そのカットオフ値を継続して使用するために、アルドステロンCLEIA値をRIA相当値として補正したデータを使用して算出いたします。
- アルドステロン・レニン比は、アルドステロンのRIA相当値と比の2つの結果を報告いたします。

参考 URL : http://www.j-endo.jp/modules/news/index.php?content_id=55
(日本内分泌学会ホームページ：日常臨床におけるアルドステロン測定標準化に関する運用指針（第二版）)

【負荷コード一覧】

アルドステロン（血漿 CLEIA 法）

負荷コード						
15分	30分	60分	90分	120分	150分	180分
37906	37911	37916	37921	37926	37931	37936

以上