

令和7年1月

子宮頸管粘液中顆粒球エラストーゼ検査採取綿棒、採取方法及び抽出方法一部変更のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。



さて、下記検査項目の検体採取容器に付属されている綿棒につきまして、販売中止の為、別メーカーの綿棒に変更させていただきます。なお、この変更に伴い、抽出方法を一部変更させていただきます。

誠に勝手ではございますが、何卒ご了承の程お願い申し上げます。 敬白

***** 記 *****

■対象項目／変更内容

●06935 子宮頸管粘液中顆粒球エラストーゼ

	新	旧
容器番号	A53	
採取容器		
抽出方法	検体抽出液がしみ込んだ綿棒を抽出容器壁面に軽く押しつけて、抽出液が滴らない程度にした後、取り除きます。	綿棒にしみ込んだ検体抽出液を抽出容器ごと指で押しつぶす等して絞り出した後、綿棒を取り除きます。

■変更期日

在庫がなくなり次第順次変更

以上

25-0136